

Produktový list



Sanytol Dezinfekcia odstraňovač škvŕn 450 g

Kód produktu:	055001407
EAN kód:	3045206382007
Krajina pôvodu:	Španielsko
Množstvo v kartóne:	8 ks

Základné informácie

Sanytol Dezinfekcia odstraňovač škvŕn 450 g

Popis

Viete, že... Sanytol, dezinfekčný prípravok na odstraňovanie škvŕn, ničí 99,9% baktérií, vírusov a kvasiniek a účinne odstraňuje odolné škvŕny už pri teplote 30°C. Jeho zloženie obohatené enzýmami preniká do vnútra textilných vlákien a uvoľňuje činné látky na odstraňovanie škvŕn, čím dosahuje dokonalý výsledok tak pri bielej, ako aj farebnej bielizni. Ideálny na - Spodnú bielizeň (nohavice, slipy, tielka...) - Oblečenie pre bábätká a deti (dupačky, podbradníky, nohavice...) - Domáce oblečenie (uteráky, handry, plachty...) Tento výrobok má trojitý účinok: - Baktericídny podľa normy EN 1276 (5 min) a test použitia ASTM 2274-16 (45 min). - Účinnosť proti kvasinkám podľa EN 1650 (15 min). - Virucídny účinok proti chrípkovému vírusu typu A (H1N1) podľa normy EN 14476 (30 min).

P501 - Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.

Vlastnosti

- Bez chlóru
- Praktická odmerka

Značka

Sanytol

Skladovanie

- Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
- Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Ako používať Pranie v práčke: Pridať dve odmerky (60g) dezinfekčného prípravku na odstraňovanie škvrn Sanytol k zvyčajnému praciemu prášku do nádoby na to určenej a nastaviť želaný prací program. Ručné pranie: Naliať 4 l mierne teplej vody (30°C) do lavóra, pridať bežný prací prášok a rozpustiť jednu odmerku (30g) dezinfekčného prípravku na odstraňovanie škvrn Sanytol. Bielizeň nechať asi na 30 minút odmočiť za občasného premiešania. Nakoniec vypláchať vo veľkom množstve vody.

Varovanie

NEBEZPEČENSTVO. Obsah: peruhličitan sodný. H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávať mimo dosahu detí. P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P301+P312 - PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára, tel. 02-547 741 66 (24h denne). P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Obal udržiavajte dobre zatvorený a mimo vlhkých miest. Dodržujte pokyny na pranie uvedené na etiketách odevov. V prípade pochybností o stálosti farieb alebo jemných tkanín vykonajte najskôr skúšku ponorením skrytého miesta tkaniny do roztoku teplej vody s polovicou odmerky prášku SANYTOL. Nepoužívajte na kožu, vlnu, hodváb a oblečenie, kde je vyžadované suché čistenie. Neaplikujte priamo na kovové predmety. Nepoužívajte na drevené alebo kovové povrchy. Nevystavujte textílie s aplikovaným prostriedkom alebo textílie namočené v roztoku zdrojom tepla alebo slnečnému žiareniu, kým nebude dokončený prací proces a bielizeň dôkladne vyplákaná. Nepožívať. Biocídny prípravok používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte priložené pokyny. Biocídne účinné látky (PT2/Sypký Prášok): 9,1 g/100g Kyselina peroxyoctová získaná z 13,7 g/100g tetraacetyletyléndiamínu a 27 g/100g peruhličitanu sodného. Reg. č.: bio/899/D/18/CCHLP.

Zloženie

15-30% bieliace činidlá na báze kyslíka, Dezinfekčné prostriedky, Enzýmy, Parfumy (hexyl cinnamal)

Obsah balenia

450 g - Cylindrické balenie

Rozmery

Výška regálu:	113 mm
Šírka regálu:	99 mm
Hĺbka regálu:	99 mm

Hmotnosť

Brutto hmotnosť:

517 g